



Трижды ордена Ленина
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

ОБЪЕКТ-МИКРОМЕТР
ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

ОМО

П а с п о р т



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Объект-микрометр отраженного света ОМО предназначается для определения увеличения, линейного поля зрения микроскопа, цены деления окулярных шкал и сеток.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Действительная длина шкалы, мм 1.000
Цена деления, мм 0,01

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Объект-микрометр отраженного света ОМО 1
3.2. Футляр 1
3.3. Паспорт 1
3.4. Методические указания «Объект-микрометры. Методика поверки» МИ 253-87 1

4. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТ-МИКРОМЕТРА

Проверку технического состояния объект-микрометра ОМО производить по методике поверки МИ 253-87.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Объект-микрометр отраженного света
ОМО исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ
15150—69 заводской номер 901901
соответствует ТУ 3-3.2038-87 и признак год-
ным для эксплуатации.

Дата выпуска 18.06 1990 г.

Представитель ОТК _____

М. П.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Объект-микрометр ОМО подвергнут кон-
сервации согласно требованиям, предусмот-
ренным чертежами.

Дата консервации _____ 19__ г.

Срок консервации — один год.

Консервацию произвел _____

Объект-микрометр после консервации
принял _____

М. П.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Объект-микрометр ОМО упакован согласно требованиям, предусмотренным ТУ 3-3.2038-87 и чертежами.

Дата упаковки _____ 19__ г.

Упаковку произвел _____

Объект-микрометр после упаковки принял _____

М. П.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации объект-микрометра ОМО — два года со дня ввода в эксплуатацию. При этом общий срок хранения до ввода в эксплуатацию не должен превышать шести месяцев со дня поступления объект-микрометра от изготовителя.

Неисправности объект-микрометра, обнаруженные в течение указанных сроков, устраняются изготовителем безвозмездно при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Проверка качества объект-микрометра, составление (в случае необходимости) акта

о ненадлежащем качестве и предъявление рекламаций производятся в порядке и в сроки, установленные «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, и договором, на основании которого поставлен объект-микрометр.

Сведения о рекламациях следует заносить в таблицу.

Дата	Содержание рекламации	Принятые меры

САНДИТНИЦЕТО И ПИИНИКЪ

САНДИТНИЦЕТО И ПИИНИКЪ
САНДИТНИЦЕТО И ПИИНИКЪ
САНДИТНИЦЕТО И ПИИНИКЪ

САНДИТНИЦЕТО И ПИИНИКЪ
САНДИТНИЦЕТО И ПИИНИКЪ
САНДИТНИЦЕТО И ПИИНИКЪ

САНДИТНИЦЕТО И ПИИНИКЪ
САНДИТНИЦЕТО И ПИИНИКЪ
САНДИТНИЦЕТО И ПИИНИКЪ

САНДИТНИЦЕТО И ПИИНИКЪ
САНДИТНИЦЕТО И ПИИНИКЪ
САНДИТНИЦЕТО И ПИИНИКЪ

САНДИТНИЦЕТО И ПИИНИКЪ
САНДИТНИЦЕТО И ПИИНИКЪ
САНДИТНИЦЕТО И ПИИНИКЪ